

Technical Specification Sheet

3M™ Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask, 1860, N95

Key Features

- NIOSH approved N95 rating
- FDA cleared for use as a surgical mask
- Fluid Resistant 120 mmHg
- Flammability Rating Class I
- Adjustable nose clip
- Braided and stapled headbands

Material Composition

- Straps – Braided Polyisoprene
- Staples - Steel
- Nose Clip – Aluminum
- Nose Foam – Polyurethane Foam
- Filter – Polypropylene
- Shell – Polyester
- Coverweb - Polypropylene
- Not made with natural rubber latex
- Approximate weight of product: 0.40 oz.

Country of Origin

Made in the USA with globally sourced materials

Use For

- Intended to be worn by operating room personnel during surgical procedures to help protect both the surgical patient and the operating room personnel from transfer of microorganisms, body fluids, and particulate material.
- Always follow *User Instructions* and use in manners as indicated



Do Not Use For

- DO NOT use in industrial settings
- DO NOT use for gases or vapors (i.e. anesthetic gases such as isoflurane or vapors from sterilants such as glutaraldehyde.)
- DO NOT use in any manner not indicated in the *User Instructions*

Approvals and Standards

- NIOSH approved N95 respirator
- Meets NIOSH 42 CFR 84 N95 requirements for a minimum 95% filtration efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil.
- NIOSH approval number: TC-84A-0006
- FDA cleared for use as a surgical mask
- Health Canada Class I medical device
- Bacterial Filtration Efficiency F2101 >99% BFE
- Assigned Protection Factor (APF 10) per US OSHA and Canada CSA

Ordering Information

Description	UPC	ID #	Respirators/ Box	Boxes/Case	Each/Case
Health Care Particulate Respirator, 1860	50707387419429	70-0706-1236-4	20	6	120



3M Science.
Applied to Life.™

3M

PERFORMANCE RESPIRATOR

Paint Prep

- ▶ Breathe 15% Easier*
- ▶ **USE FOR:** Sanding or Grinding of Drywall, Wood or Metal Surfaces.
DIY/Homeowner: Use ONLY in NON-HARMFUL Environments

RESPIRATEUR DE GRAND RENDEMENT

Préparation avant la peinture

- ▶ Respirez 15 % plus facilement*
- ▶ **INDICATIONS :** Ponçage ou le meulage de cloisons sèches, de bois ou de surfaces métalliques. **Travaux de bricolage/rénovation :** Utiliser UNIQUEMENT dans les milieux NON DANGEREUX

RESPIRADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Prep. de pintura

- ▶ Respire un 15 % más fácilmente*
- ▶ **ÚSELA PARA:** Lijado o amolado de paneles de yeso, superficies de madera o de metal. **BRICOLAJE/tareas realizadas por dueños de casa:** Use SOLAMENTE en entornos NO DANINOS

8210Plus

☑ N95

CONT: 2

TESTED
EXAMPLE
P2
AS/NZS 1716



WARNING

This respirator helps protect against certain particles. Misuse may result in sickness or death. For proper use, see supervisor or box or call 3M 1-800-247-3941, NIOSH

N95

3M 8210Plus

N95

3M

Particulate Respirator N95
Respirateur contre les particules N95
Respirador contra partículas N95

8210

